



Informations requises

Cabinet :

Rue :

Code postal / Lieu :

Nom de l'instructeur/trice :

Date de la formation de l'instructeur/trice :

Date de la formation à l'utilisation de l'installation TVN :

Point de formation / description :	Fait le :
Installation radiologique :	
<ul style="list-style-type: none">• Eléments de commande<ul style="list-style-type: none">• Interrupteur principal et fusibles• Démarrage de l'installation, test de l'installation• Ordinateurs, logiciels• possibilité de saisir les paramètres (FoV, mA, kV, scanprogramme, etc.)• Projecteur, capteur<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement, numérique• Nettoyage, hygiène• Accessoires et accessoires en option• Sécurité mécanique	
Positionnement :	
<ul style="list-style-type: none">• Positionnement du patient• Afficher la taille des champs• Information aux patients<ul style="list-style-type: none">• comme la longueur, la dose, le bruit• Stimulateur cardiaque, grossesse• Enregistrement test	
la radioprotection :	
<ul style="list-style-type: none">• Dosimètre<ul style="list-style-type: none">• Le personnel porte des dosimètres• Où se trouve la zone de danger ?• Moyens de protection• Documentation des paramètres (DAP, CTDI, etc.)	

Contrôles de stabilité :	
<ul style="list-style-type: none"> • Installation • Écran de diagnostic 	
Généralités :	
<ul style="list-style-type: none"> • Image panoramique • Prise de vue TVN • Qui peut utiliser l'appareil ? <ul style="list-style-type: none"> • Formation • Changement de personnel • Révision de l'installation • Obligation de formation continue 	
Ordinateur :	
<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement général <ul style="list-style-type: none"> • Procédure de démarrage • Câblage • Éclairage d'ambiance • Logiciel <ul style="list-style-type: none"> • Utilisation • Personnaliser la surface • Données <ul style="list-style-type: none"> • Importation, exportation • Sauvegarder • Protection antivirus, Connexion Internet • Imprimer <ul style="list-style-type: none"> • Imprimante Windows • Imprimante Dicom • Instruction de prescription <ul style="list-style-type: none"> • Logiciel de visualisation, utilisation 	

Date, lieu :

Signature des participants:

Signature de l'instructeur/trice :
