

Anhang 3 der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV)

wird wie folgt geändert:

Provisorisch

¹ In der Amtlichen Sammlung (AS) mittels Verweispublikation veröffentlicht. Einsehbar unter der Internetadresse des Bundesamtes für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch > Versicherungen > Krankenversicherung > Leistungen und Tarife > Analysenliste (AL)

Pos. Nr.	TP	Bezeichnung	FB	AG
1734.01	43.7 29.1	Troponin, T oder I	C	B

Analysentechnik

Immunassay

Probenmaterial

Blut, Plasma, Serum	Resultat qn
---------------------	----------------

Anwendungen pro Primärprobe

1	Kumulierbarkeit Nicht kumulierbar mit 1249.01 und 1778.01
---	--

Limitationen

<p>1. Nicht mittels Schnelltests (qualitative Bestimmung)</p> <p>2. Nur mit einer Messmethode für Troponin T oder I, die folgende beide Kriterien erfüllt, welche in einer Kohorte von ≥ 400 gesunden Probanden bestimmt worden und in einer peer reviewed Zeitschrift publiziert sind:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Troponin messbar bei $>20\%$ der Gesunden und</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Variationskoeffizient $\leq 20\%$ an der 99. Perzentile der gesunden Probanden.</p> <p>3. Die Messmethode muss für die zu vergütende Indikation zugelassen sein, d.h. in der Packungsbeilage muss die Indikation entsprechend aufgeführt sein.</p> <p>4. Die Test-Performance der Messmethode muss in einer klinischen Studie von ≥ 500 Patienten und Patientinnen mit Verdacht auf Herzinfarkt validiert sein.</p> <p>5.2. 5. Bis und mit dem 31. Dezember <u>2023-2024</u> darf zum Ausschluss eines nicht ST- Strecke erhöhten Herzinfarktes eine Messmethode, die Troponin bei $\leq 20\%$ der Gesunden misst, verrechnet werden, aber nur bei mehr als 6 Stunden andauernden Symptomen mit einem komplett normalen EKG und geringem Verdacht auf akuten Herzinfarkt.-</p>
--

Bemerkungen

--

Zugelassene Laboratorien

--

Praxislaboratorium Grundversorgung

Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungsstellen

Hausbesuch

Schnelle Analysen

Ja	Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Endokrinologie und Diabetologie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Hämatologie und medizinische Onkologie Kinder und Jugendmedizin Physikalische Medizin und Rehabilitation Pneumologie Rheumatologie Tropen- und Reisemedizin	Ja	Ja
----	--	----	----

Analyse verordnet durch Hebammen

Analyse verordnet durch Chiropraktoren

Nein	Nein
------	------

Pos. Nr.	TP	Bezeichnung	FB	AG
1778.01	43.7	Troponin, T oder I	C	B

Analysentechnik

Immunassay

Probenmaterial**Resultat**

Blut, Plasma, Serum	qn
---------------------	----

Anwendungen pro Primärprobe**Kumulierbarkeit**

1	Nicht kumulierbar mit 1249.01 und 1734.01
---	---

Limitationen

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nicht mittels Schnelltests (qualitative Bestimmung) 2. Nur mit einer Messmethode für Troponin T oder I, die folgende beide Kriterien erfüllt, welche in einer Kohorte von ≥ 400 gesunden Probanden bestimmt worden und in einer peer-reviewed Zeitschrift publiziert sind: <ol style="list-style-type: none"> a. Troponin messbar bei $>20\%$ der Gesunden und b. Variationskoeffizient $\leq 20\%$ an der 99. Perzentile der gesunden Probanden. 3. Die Messmethode muss für die zu vergütende Indikation zugelassen sein, d.h. in der Packungsbeilage muss die Indikation entsprechend aufgeführt sein. 4. Die Test-Performance der Messmethode muss in einer klinischen Studie von ≥ 500 Patienten und Patientinnen mit Verdacht auf Herzinfarkt validiert sein.

Bemerkungen

--

Zugelassene Laboratorien

--

Praxislaboratorium Grundversorgung	Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungsstellen	Hausbesuch	Schnelle Analysen
Ja	Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Endokrinologie und Diabetologie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Hämatologie und medizinische Onkologie Kinder und Jugendmedizin Physikalische Medizin und Rehabilitation Pneumologie Rheumatologie Tropen- und Reisemedizin	Ja	Ja

Analyse verordnet durch Hebammen**Analyse verordnet durch Chiropraktoren**

Nein	Nein
------	------